


Anti-Zinc-A2-Glycoprotein (Zag/Azgpl) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P25311

商品番号: CM0028633



前書き

Zinc-α2-glycoprotein

(ZAG/AZGP1)ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスのZAG（がん悪液質に関与する分泌型脂質動員因子）を検出します。代謝およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Zinc-α2-glycoprotein (ZAG/AZGP1) Rabbit pAb
備考/別名	ZAG; ZA2G; Zinc-α2-glycoprotein (ZAG/AZGP1)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	563
遺伝子ID	563
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P25311
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋