

Anti-Zip12 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q504Y0

商品番号: CM0021817

前書き

ヒトZIP12亜鉛トランスポーターを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性あり。亜鉛輸送、神経管形成、精子形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Zip12 Rabbit pAb
備考/別名	ZIP12; ZIP-12; LZT-Hs8; bA570F3.1; Zip12
種	ヒト
遺伝子ID	221074
免疫原	合成ペプチド ヒトSLC39A12（NP_001138667.1）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q504Y0
タンパク質分子量	77kDa
輸送	保冷バッグ