

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Zip14 ポリクローナル抗体 - Q15043

商品番号: CM0015545

前書き

ヒトZIP14を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。金属イオン輸送と恒常性研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZIP14 Rabbit pAb
備考/別名	HCIN; NET34; ZIP14; cig19; HMNDYT2; LZT-Hs4
種	ヒト
GeneID	23516
免疫原	合成ペプチド ヒトZIP14 (NP_001121903.1)のアミノ酸101-200に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15043
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ