

WbおよびElisa用Anti-Zip8ウサギポリクローナル抗体 - Q9C0K1

商品番号: CM0024295

前書き

ヒトZIP8（SLC39A8）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット（WB）およびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応します。亜鉛・マンガン輸送および免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZIP8 Rabbit pAb
備考/別名	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	64116
遺伝子ID	64116
免疫原	ヒトZIP8（NP_071437.3）のアミノ酸201～300番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9C0K1
タンパク質分子量	50kDa
輸送方法	氷袋梱包