


Wb、Elisa用抗Zmat2ポリクローナル抗体 - Q96Nc0

商品番号: CM0013282



前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ抗ヒトZMAT2ポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。スプライソーム構成因子であるZMAT2を標的とし、pre-mRNAスプライシングの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZMAT2 Rabbit pAb
備考/別名	Snu23; Ptg-12; ZMAT2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	153527
遺伝子ID	153527
免疫原	組換えタンパク質：ヒトZMAT2 (NP_653324.1) のアミノ酸1-199に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96NC0
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスバック