


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Zmat2 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Nc0

商品番号: CM0015341



前書き

前駆体mRNAスプライシングに関与するスプライソソーム構成因子であるZMAT2を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。スプライシングおよび遺伝子発現研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ZMAT2 ウサギ pAb
備考/別名	Snu23; Ptg-12; ZMAT2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	153527
遺伝子ID	153527
免疫原	ヒトZMAT2 (NP_653324.1) のアミノ酸1-199に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96NC0
タンパク質分子量	24kDa
輸送	保冷バッグ