

WbおよびElisa用Anti-Zmiz2ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nf64

商品番号: CM0021803

前書き

ZMIZ2に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。核内受容体の共活性化および転写制御の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZMIZ2 Rabbit pAb
備考/別名	NET27; ZIMP7; hZIMP7; TRAFIP20; ZMIZ2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	83637
遺伝子ID	83637
免疫原	ヒトZMIZ2 (NP_001287888) のアミノ酸1-110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NF64
タンパク質分子量	97kDa
配送	アイスバッグ