

Wb、Elisa用 Anti-Zmsnf2 ウサギポリクローナル抗体 - A0A3L6Fqf6

商品番号: CM0018771

前書き

トウモロコシZmSNF2 (UniProt A0A3L6FQF6) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。トウモロコシのクロマチンリモデリング研究に最適。組換えタンパク質免疫原。保冷剤付きで発送。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZmSNF2 ウサギ pAb
備考/別名	GRMZM2G167668; GRMZM2G379804; ZmSNF2
種	トウモロコシ
遺伝子ID	103652266
免疫原	トウモロコシZmSNF2 (XP_020405944.1) のアミノ酸901-1089に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	トウモロコシ
SWISS	A0A3L6FQF6
タンパク質分子量	155kDa
発送	保冷剤