


抗Zmynd8ポリクローナル抗体（KOバリデーション済み）Wb、Ip、Elisa用 - Q9Ulu4

商品番号: CM0021618



前書き

ヒトZMYND8を標的とする、KOバリデーション済みウサギポリクローナル抗体です。WB、IP、ELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスに反応性を示します。クロマチンリーダー、転写調節、DNA修復の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	[KOバリデーション済み] ZMYND8 ウサギ pAb
別名	RACK7; PRKCBP1; PRO2893; D8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23613
GeneID	23613
免疫原	ヒトZMYND8 (NP_898868.1) のアミノ酸959～1188番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9ULU4
タンパク質分子量	132kDa
輸送方法	保冷剤