

Wb、Elisa用抗Znf10ポリクローナル抗体 - P21506

商品番号: CM0019062

前書き

ZNF10 Rabbit

pAbは、ヒト検体におけるWBおよびELISAアプリケーションで検証済みのポリクローナル抗体です。分子量66kDaの転写調節因子であるジンクフィンガータンパク質ZNF10（KOX1）を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF10 Rabbit pAb
別名	KOX1; ZNF10
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7556
遺伝子ID	7556
免疫原	ヒトZNF10（NP_056209.2）のアミノ酸1-200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロット	P21506
タンパク質分子量	66kDa
配送方法	保冷剤