

Wb、Elisa用 抗Znf124 (Hzf-16) ウサギポリクローナル抗体 - Q15973

商品番号: CM0015554

前書き

ZNF124 (HZF-16)に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF124 Rabbit pAb
備考/別名	ZK7; HZF16; HZF-16; ZNF124
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7678
遺伝子ID	7678
免疫原	ヒトZNF124 (NP_001284497.1) のアミノ酸60〜200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q15973
タンパク質分子量	40kDa
輸送方法	保冷剤