

Anti-Znf133 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P52736

商品番号: CM0014310

前書き

ZNF133（ジンクフィンガータンパク質133）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットを対象としたWBおよびELISAで検証済みです。転写制御研究やIVD開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF133 Rabbit pAb
別名	ZNF150; pHZ-13; pHZ-66; ZNF133
由来種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7692
遺伝子ID	7692
免疫原	ヒトZNF133（NP_003425.2）のアミノ酸1～220番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52736
タンパク質分子量	73kDa
輸送方法	氷袋