

WbおよびElisa用 抗Znf134ウサギポリクローナル抗体 - P52741

商品番号: CM0023788

前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用に検証済みの抗ZNF134ウサギポリクローナル抗体。ヒト垂鉛フィンガー蛋白質134（推定転写調節因子）を標的とします。研究および診断用途に適しています。UniProt P52741。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF134 ウサギ pAb
備考/別名	pHZ-15; ZNF134
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7693
遺伝子ID	7693
免疫原	ヒトZNF134 (NP_003426.3) のアミノ酸73-170に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P52741
タンパク質分子量	48kDa
発送	保冷バッグ