

Ihc-P、Elisa用抗Znf141ポリクローナル抗体 - Q15928

商品番号: CM0014237

前書き

ヒトZNF141を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAアプリケーションに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。転写制御や四肢発生の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF141 ウサギpAb
備考/別名	D4S90; pHZ-44; ZNF141
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7700
GeneID	7700
免疫原	ヒトZNF141 (NP_003432.1) のアミノ酸405～474に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15928
タンパク質分子量	55kDa
配送方法	保冷剤