

抗Znf143 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa) - P52747

商品番号: CM0019858

前書き

ヒトZNF143（SPH結合因子/hStaf）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAアプリケーションに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。転写制御とミトコンドリア機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF143 Rabbit pAb
備考/別名	SBF; STAF; pHZ-1; ZNF143
種	ヒト
GeneID	7702
免疫原	ヒトZNF143（NP_003433.3）のアミノ酸437～638に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P52747
タンパク質分子量	69kDa
輸送	氷袋