

WbおよびElisa用Anti-Znf16 (Hzf1/Kox9) ポリクローナル抗体 - P17020

商品番号: CM0021011

前書き

細胞周期およびアポトーシスに関与する亜鉛フィンガー転写因子であるヒトZNF16 (HZF1/KOX9) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。ヒト種と反応します。76kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF16 Rabbit pAb
備考/別名	HZF1, KOX9, ZNF16
種	ヒト
遺伝子ID	7564 (ヒト)
免疫原	ヒトZNF16 (NP_008889.2) のアミノ酸1-210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P17020
タンパク質分子量	76kDa
配送	氷袋