

Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Znf177ウサギポリクローナル抗体 - Q13360

商品番号: CM0014007

前書き

ヒトZNF177を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。研究現場での転写制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF177 Rabbit pAb
備考/別名	PIGX; ZNF177
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7730
遺伝子ID	7730
免疫原	ヒトZNF177 (NP_003442.2) のアミノ酸50～110番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13360
タンパク質分子量	55kDa
輸送方法	氷袋