

Anti-Znf177 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13360

商品番号: CM0016643

前書き

ZNF177に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのZNF177（約55 kDa）を認識し、転写調節研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF177 ウサギ pAb
備考/別名	PIGX; ZNF177
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7730
遺伝子ID	7730
免疫原	ヒトZNF177 (NP_003442.2) のアミノ酸50-110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q13360
タンパク質分子量	55kDa
配送	アイスパック