

Wb、If/Icc、If-P、Elisa用抗Znf20モノクローナル抗体 - P17024

商品番号: CM0008078

前書き

WB、IF/ICC、IF-P、ELISAでバリデーション済みの抗ZNF20ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを認識します。標的は62 kDaのジンクフィンガー転写因子であるZNF20（KOX13）です。遺伝子制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF20ウサギmAb
備考／別名	KOX13
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7568
GeneID	7568
免疫原	ヒトZNF20（NP_066966.2）のアミノ酸51～118に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17024
タンパク質分子量	62 kDa
配送	保冷剤