

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Znf20 ウサギポリクローナル抗体 - P17024

商品番号: CM0030654

前書き

ZNF20 ウサギ pAb（ヒト ZNF20/KOX13、遺伝子ID 7568）、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISA用。ヒト、マウス、ラットで検証済み。転写制御研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF20 ウサギ pAb
備考/別名	KOX13; ZNF20
種	ヒト
遺伝子ID	7568 (ヒト)
免疫原	ヒトZNF20（NP_066966.2）のアミノ酸1-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17024
タンパク質分子量	62kDa
発送	保冷バッグ