

Anti-Znf20 ウサギPolymab®（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P17024

商品番号: CM0007208

前書き

ヒトジンクフィンガープロテイン20（ZNF20/KOX13）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAのアプリケーションで検証済みです。マウスおよびラットのオルソログを検出し、転写調節研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ZNF20 ウサギPolymAb®
備考/別名	KOX13
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7568
遺伝子ID	7568
免疫原	組換えタンパク質 ヒトZNF20（NP_066966.2）のアミノ酸51～118番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P17024
タンパク質分子量	62kDa
発送方法	氷袋