

抗Znf207 (Bugz, Hbugz) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - O43670

商品番号: CM0023129

前書き

ヒトZNF207 (BuGZ, hBuGZ)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応性あり。紡錘体形成および染色体整列の研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF207 ウサギpAb
備考/別名	BuGZ; hBuGZ; ZNF207
種	ヒト
遺伝子ID	7756
免疫原	ヒトZNF207の1-85アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_003448.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43670
タンパク質重量	51kDa
配送	アイスバッグ