

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Znf213ポリクローナル抗体 - O14771

商品番号: CM0021792

前書き

ヒトZNF213（CR53/ZKSCAN21）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。転写制御研究および核タンパク質研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF213 Rabbit pAb
備考/別名	CR53; ZSCAN53; ZKSCAN21; ZNF213
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7760
GeneID	7760
免疫原	組換えタンパク質 ヒトZNF213（NP_004211.1）のアミノ酸132-459に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14771
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋