

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Znf22ウサギポリクローナル抗体 - P17026

商品番号: CM0014170

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのZNF22ウサギポリクローナル抗体。ヒトZNF22を検出し、マウスと交差反応性があります。転写制御研究や発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF22 ウサギ pAb
備考/別名	KOX15; HKR-T1; ZNF422; Zfp422; ZNF22
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7570
遺伝子ID	7570
免疫原	ヒトZNF22 (NP_008894.2) のアミノ酸残基1-224に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P17026
タンパク質分子量	26kDa
発送	保冷バッグ