

Wb、Elisa用 抗Znf23 ウサギポリクローナル抗体 - P17027

商品番号: CM0014443

前書き

ヒトZNF23（KOX16、ZNF359、ZNF612）を標的とする高品質のウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。マウスとの交差反応性を示します。転写制御および胚発生の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF23 ウサギ pAb
備考/別名	KOX16; ZNF359; ZNF612; Zfp612; ZNF23
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7571
GeneID	7571
免疫原	組換えタンパク質 ヒトZNF23（NP_666016.1）の amino 酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P17027
タンパク質分子量	73kDa
発送	保冷バッグ