

## Wb、Elisa用抗Znf24ポリクローナル抗体 - P17028

商品番号: CM0028196



### 前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質ウサギ抗ZNF24ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのZNF24（KOX17/RSG-A）を検出します。転写因子や髄鞘形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ZNF24 Rabbit pAb                                                    |
| 別名          | KOX17; RSG-A; ZNF191; ZSCAN3; Zfp191; ZNF24                         |
| 対象種         | ヒト                                                                  |
| GeneID (ヒト) | 7572                                                                |
| GeneID      | 7572                                                                |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 / ヒトZNF24 (NP_008896.2) のアミノ酸169～368番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 起源          | ウサギ                                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                           |
| 用途          | WB、ELISA                                                            |
| 交差反応性       | マウス、ラット                                                             |
| SWISS       | P17028                                                              |
| タンパク質分子量    | 42kDa                                                               |
| 配送方法        | 保冷剤                                                                 |