

Wb・Elisa用抗Znf248ウサギポリクローナル抗体 - Q8NdW4

商品番号: CM0012977

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの抗ZNF248ウサギポリクローナル抗体です。推定転写調節因子であるヒトジンクフィンガープロテイン248を標的としており、転写研究やタンパク質検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF248 Rabbit pAb
別名/略称	bA162G10.3; ZNF248
対象種	ヒト
GeneID	57209
免疫原	ヒトZNF248（NP_066383.1）のアミノ酸1-110番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NDW4
タンパク質分子量	67kDa
輸送方法	保冷剤