

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Znf259モノクローナル抗体 - O75312

商品番号: CM0003059

前書き

ZNF259 (ZPR1)
ターゲットのウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのサンプルに反応します。細胞周期制御やSMN1の局在に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF259 Rabbit mAb
備考/別名	GKAF; ZNF259
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8882
遺伝子ID	8882
免疫原	ヒトZNF259 (O75312) のアミノ酸360-459領域内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75312
タンパク質分子量	51kDa
配送	氷袋