

Anti-Znf263 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O14978

商品番号: CM0022469

前書き

ZNF263に特異的な高品質ウサギポリクローナル抗体です。ZNF263はクロマチン修飾を介して遺伝子発現を抑制するKRAB/SCAN型ジンクフィンガー転写因子です。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたウェスタンブロット、免疫組織染色、ELISAでの検証が完了しています。転写制御およびエピゲネティクス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF263 Rabbit pAb
別名	FPM315; ZSCAN44; ZKSCAN12; ZNF263
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10127
GeneID	10127
免疫原	ヒトZNF263 (NP_005732.2) のアミノ酸120-240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14978
タンパク質分子量	77kDa
発送	氷袋梱包