

Wb、Elisa用抗Znf264ポリクローナル抗体 - O43296

商品番号: CM0021162

前書き

ヒトZNF264（O43296）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。転写制御、DNA結合、核タンパク質の研究に最適です。CamelBioによる信頼性の高いIVD原材料の調達。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF264ウサギpAb
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9422
遺伝子ID	9422
免疫原	ヒトZNF264のアミノ酸100～200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。（NP_003408.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43296
タンパク質分子量	71kDa
配送	保冷バッグ