

## Wb、Elisa用抗Znf268（Hzf3）ウサギポリクローナル抗体 - Q14587

商品番号: CM0012962



## 前書き

がんおよび抗ウイルスシグナル伝達に関与する転写抑制因子ZNF268（HZF3）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。転写制御および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 製品名         | ZNF268 Rabbit pAb                                         |
| 別名          | HZF3; ZNF268                                              |
| 由来種         | ヒト                                                        |
| GeneID (ヒト) | 10795                                                     |
| GeneID      | 10795                                                     |
| 免疫原         | ヒトZNF268 (NP_001159353.1) のアミノ酸1-270番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                       |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                 |
| 用途          | WB、ELISA                                                  |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                |
| SWISS       | Q14587                                                    |
| タンパク質分子量    | 108kDa                                                    |
| 輸送方法        | 保冷剤                                                       |