

Wb、Elisa用抗Znf273ウサギポリクローナル抗体 - Q14593

商品番号: CM0015795

前書き

ヒトZNF273（HZF9）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。核に局在するジ
ンクフィンガー転写因子であり、転写調節研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ZNF273ウサギpAb
備考／別名	HZF9 ; ZNF273
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10793
GeneID	10793
免疫原	組換えタンパク質 ヒトZNF273（NP_066971.2）のアミノ酸210～260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14593
タンパク質分子量	65kDa
輸送	保冷バッグ