

Anti-Znf296 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q8Wuu4

商品番号: CM0014609

前書き

WBおよびELISAで検証されたZNF296ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスと反応します。転写調節、亜鉛指タンパク質、およびKLF4相互作用の研究に最適です。研究用IVD原材料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF296 Rabbit pAb
備考/別名	ZFP296; ZNF342; ZNF296
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	162979
免疫原	ヒトZNF296 (NP_660331.1) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q8WUU4
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスパック