

Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Znf324ポリクローナル抗体 - O75467

商品番号: CM0020726

前書き

ヒトZNF324用ZNF324ウサギpAb。IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。転写制御研究および細胞増殖研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF324ウサギpAb
備考/別名	ZNF324; ZF5128; ZNF324A; zinc finger protein 324
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25799
GeneID	25799
免疫原	ヒトZNF324 (NP_055162.1) のアミノ酸271-553内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O75467
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスパック