

Wb、Elisa用抗Znf331ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nqx6

商品番号: CM0015096

前書き

WBおよびELISAで検証済みの抗ZNF331ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのZNF331を検出します。精子形成に関与する可能性のある精巣特異的転写因子を標的としています。UniProt ID: Q9NQX6。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF331 ウサギ pAb
別名/略称	RITA; ZNF361; ZNF463; ZNF331
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55422
遺伝子ID	55422
免疫原	ヒト ZNF331 (NP_061025.5) のアミノ酸50〜130番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQX6
タンパク質分子量	54kDa
輸送方法	保冷剤