

Wb、Elisa用 抗Znf333 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Jl9

商品番号: CM0017766

前書き

ヒトZNF333を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットZNF333と交差反応性あり。転写制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF333 ウサギ pAb
備考/別名	ZNF333
種	ヒト
遺伝子ID	84449
免疫原	ヒトZNF333 (NP_001287841.1) のアミノ酸1-303に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96JL9
タンパク質分子量	76 kDa
輸送	氷袋