

Anti-Znf346 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9UL40

商品番号: CM0025993



前書き

ヒトZNF346（JAZ zinc finger protein）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。組換えタンパク質を免疫原として使用。RNA結合および核小体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF346 Rabbit pAb
備考/別名	JAZ; Zfp346; ZNF346
種別	ヒト
GeneID (ヒト)	23567
GeneID	23567
免疫原	ヒトZNF346（NP_036411.1）のアミノ酸1-294に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UL40
タンパク質分子量	33kDa
配送条件	氷袋