

抗Znf350ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Gzx5

商品番号: CM0029952

前書き

ヒトZNF350（ZBRK1、ZFQR）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびマウスのサンプルを検出します。転写抑制およびDNA損傷応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF350 Rabbit pAb
備考 / 別名	ZFQR; ZBRK1; ZNF350
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	59348
遺伝子ID	59348
免疫原	ヒトZNF350（NP_067645.3）のアミノ酸285～532に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9GZX5
タンパク質分子量	60kDa
発送	氷袋梱包