

Wb、Elisa用 抗Znf408 ウサギ Pab - Q9H9D4

商品番号: CM0027463

前書き

ヒトZNF408に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。転写制御および網膜疾患研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF408 ウサギ pAb
備考/別名	EVR6; RP72; ZNF408
種	ヒト
GeneID	79797
免疫原	ヒトZNF408（NP_079017.1）のアミノ酸471-720に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H9D4
タンパク質分子量	78kDa
発送	保冷バッグ