

Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Znf416ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bwm5

商品番号: CM0017953

前書き

CamelBioは、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適した抗ZNF416ウサギポリクローナル抗体を提供しています。線維芽細胞生物学研究における機械感受性転写活性化因子であるヒト、マウス、ラットのZNF416を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF416 Rabbit pAb
備考/別名	ZNF416
対象種	ヒト
GeneID	55659
免疫原	ヒトZNF416（NP_060349.1）のアミノ酸495～594に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BWM5
タンパク質分子量	67kDa
発送方法	保冷剤