

Wb、Elisa用抗Znf426ポリクローナル抗体 - Q9Buy5

商品番号: CM0019222

前書き

WBおよびELISA用のウサギ由来ポリクローナルZNF426抗体で、マウスと交差反応性を示します。転写制御に関与するジンクフィンガー転写因子を標的としています。UniProt番号Q9BUY5、分子量63 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF426 ウサギpAb
別名	K-RBP; ZNF426
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79088
遺伝子ID	79088
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9BUY5
タンパク質分子量	63kDa
輸送方法	保冷剤梱包