

Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Znf433ウサギポリクローナル抗体 - Q8N7K0

商品番号: CM0015573

前書き

IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗ZNF433ウサギポリクローナル抗体。推定ジンクフィンガー転写調節因子であるヒト、マウス、ラットのZNF433を検出します。遺伝子制御および核タンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF433 Rabbit pAb
別名	ZNF433
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	163059
免疫原	ヒトZNF433 (NP_001073880.1) のアミノ酸564〜673に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
応用分野	IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N7K0
タンパク質分子量	77kDa
輸送方法	氷袋