

Wb、Elisa用抗Znf451ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y4E5

商品番号: CM0013941



前書き

ヒトZNF451 (E3

SUMOタンパク質リガーゼ、COASTER/ZATTとしても知られる) に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットにおけるウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。SUMO化、DNA損傷応答、転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF451ウサギpAb
備考/別名	ZATT; COASTER; dj41711.1; ZNF451
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	26036
GeneID	26036
免疫原	ヒトZNF451 (NP_001026794.1) のアミノ酸600～900に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4E5
タンパク質分子量	121 kDa
輸送条件	保冷バッグ