

WbおよびElisa用抗Znf460ポリクローナル抗体 - Q14592

商品番号: CM0022015

前書き

ZNF460ウサギポリクローナル抗体（別名：HZF8、ZNF272）。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのZNF460を検出します。核転写因子の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF460ウサギpAb
備考／別名	HZF8；ZNF272；ZNF460
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10794
免疫原	ヒトZNF460（NP_006626.3）のアミノ酸100～210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14592
タンパク質分子量	64kDa
輸送	保冷バッグ