

Wb、Elisa用抗Znf471ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bx82

商品番号: CM0024354

前書き

WBおよびELISAで検証済みのZNF471ウサギポリクローナル抗体です。ジンクフィンガー転写因子であるヒトZNF471に特異的に結合し、エピゲネティクスや遺伝子制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF471 ウサギ pAb
別名	ERP1; Z1971; Zfp78; ZNF471
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	57573
GeneID	57573
免疫原	ヒトZNF471 (NP_065864.2) のアミノ酸24～221番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BX82
タンパク質分子量	73kDa
発送方法	保冷剤同梱