

## Wb、Elisa用抗Znf521ポリクローナル抗体 - Q96K83

商品番号: CM0021004

### 前書き

ヒトZNF521 (EHZF/Evi3)  
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタン  
ブロットおよびELISAアプリケーションに使用可能。  
ヒトおよびラットのサンプルと交差反応性を示します  
。幹細胞および転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | ZNF521 Rabbit pAb                                       |
| 備考/別名       | EHZF; Evi3; ZNF521                                      |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 25925                                                   |
| GeneID      | 25925                                                   |
| 免疫原         | ヒトZNF521 (NP_056276.1) のアミノ酸210-420に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                               |
| 交差反応性       | ヒト、ラット                                                  |
| SWISS       | Q96K83                                                  |
| タンパク質分子量    | 148kDa                                                  |
| 配送          | アイスバッグ                                                  |