

Wb、Elisa用抗Znf530ウサギポリクローナル抗体 - Q6P9A1

商品番号: CM0024661

前書き

転写調節因子と考えられているヒトZNF530に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。遺伝子制御研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF530 Rabbit pAb
別名	ZNF530
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	348327
遺伝子ID	348327
免疫原	ヒトZNF530 (NP_065931.3) のアミノ酸1-190番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6P9A1
タンパク質分子量	69kDa
輸送方法	保冷剤