

Anti-Znf562 ウサギポリクローナル抗体（Ihc-P、Elisa用） - Q6V9R5

商品番号: CM0015605

前書き

転写調節に関与する亜鉛指タンパク質であるZNF562を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-PおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。遺伝子発現および核局在の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF562 Rabbit pAb
備考/別名	ZNF562
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54811
GeneID	54811
免疫原	ヒトZNF562（NP_001123503.1）のアミノ酸1-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6V9R5
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスバッグ