

WbおよびElisa用抗Znf563ポリクローナル抗体 - Q8Ta94

商品番号: CM0019279

前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISA用途向けのZNF563ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで検証済み。標的：転写因子として予測されるジンクフィンガータンパク質563。転写調節研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF563ウサギpAb
備考／別名	ZNF563
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	147837
遺伝子ID	147837
免疫原	合成ペプチド - ヒトZNF563（NP_660319.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TA94
タンパク質分子量	55kDa
配送	保冷バッグ