

WbおよびElisa用Anti-Znf566ウサギポリクローナル抗体 - Q969W8

商品番号: CM0020027

前書き

ヒトZNF566に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。転写制御研究用に設計されており、49 kDaの核内ジンクフィンガータンパク質を検出します。研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ZNF566ウサギpAb
備考／別名	ZNF566；ジンクフィンガータンパク質566；66
種	ヒト
GeneID	84924
免疫原	ヒトZNF566（NP_001138816.1）のアミノ酸50～154内の配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q969W8
タンパク質分子量	49 kDa
配送	保冷剤